

**SKALEA LUX PRO**  
 SISTEMA ULTRASONIDOS

**DISEÑO E HIGIENE**

La exclusiva pantalla táctil inclinada con indicador luminoso de encendido permite al usuario utilizar todas las funciones de forma rápida e intuitiva. Gracias a su superficie lisa y resistente al agua, se puede limpiar y desinfectar fácilmente.

**PIEZA DE MANO LIGERA Y EQUILIBRADA**

Ligera y ergonómica, garantiza una alta visibilidad y accesibilidad incluso en las zonas posteriores. Con una luz LED muy parecida a la luz natural, mejora la calidad de las intervenciones. Disponible con compatibilidad Satelec y EMS

**SISTEMA DE IRRIGACIÓN EXTERNO**

Recipiente externo con capacidad de 900 ml que permite la mezcla directa de soluciones (agua, clorhexidina, hipoclorito de sodio) y el llenado durante las operaciones. El ajuste de flujo simple y preciso garantiza la máxima eficiencia de la punta.

**BANDEJA DE PLÁSTICO AUTOCLAVABLE**

El kit está equipado con una práctica caja autoclavable para guardar las puntas y la pieza de mano.

**LIMPIEZA AUTOMÁTICA**

Permite realizar un ciclo automático de limpieza del circuito de riego al final de cada tratamiento, especialmente después de utilizar soluciones específicas.

**SOPORTE LATERAL PARA LA PIEZA DE MANO**

Gracias a los soportes de silicona, evita que la pieza de mano se caiga, se quita fácilmente y se puede esterilizar en autoclave.

**PEDAL ERGONÓMICO**

Con una altura de menos de 2 cm, permite al clínico trabajar con extrema comodidad incluso durante intervenciones más largas.

**REGULACIÓN DEL CAUDAL DE AGUA**

Sencilla regulación del caudal de agua mediante la virola de la pieza de mano o directamente desde el depósito.



**Skalea Lux Pro - Set completo**

- Unidad Principal
- Pieza de mano EMS
- 6 puntas EMS (G1, G2, G4, P1, P3, E4)
- Llave para puntas
- Pedal
- Accesorios

**-67%**

**520€**

€1.599,00

**+ 2ª pieza de mano (EMS o Satelec)**  
**+ 5 puntas Perio a elegir (EMS o Satelec)**

**720€**