


SUPER File



Las limas MANI Super Files MGP, son limas de endodoncia que están diseñadas específicamente para la permeabilización de los conductos radiculares (el Glide path). Son adecuadas para ser utilizadas con la mayoría de los motores de endodoncia convencionales. Los bordes tienen un corte afilado y el acabado en tipo espejo de la superficie aseguran un tratamiento rápido y eficaz.

Debido a su alta flexibilidad, las Super Files son las adecuadas para su uso en canales radiculares curvados.

Esta herramienta, hecha de acero inoxidable (de fibra dura MANI patentada), le permitirá trazar una vía de permeabilidad de forma rápida y efectiva. Reduzca el riesgo de las superficies irregulares gracias al diseño adaptado y la gran flexibilidad de estas limas.

Sus ventajas:


- Adecuadas para la mayoría de los motores de endodoncia convencionales.
- Bordes afilados para un tratamiento rápido y eficaz.
- El tratamiento de envoltura le da a la superficie un acabado en espejo. Para una limpieza rápida cuando está en uso.
- Alta precisión en su conicidad. Precisión por encima de la norma ISO. Esto asegura un flujo de trabajo más suave.
- Resistencia a la corrosión y alta durabilidad.
- Acero inoxidable 18-8 especialmente tratado.
- Capacidad de corte superior.

Indicaciones:

- Ampliación del conducto radicular.
- Conseguir la vía de permeabilidad. (permeabilización).


Características técnicas.

Sección de corte según tamaño



Diámetro en la punta según tamaño

Longitud de la parte Activa: 16 mm (tanto para una L de: 21 como de 25mm.)



Magnificación de la parte Activa

